

BODY FACE

✿ Keressük Magyarország
legöregebb
IONTO-COMED készülékét

> 12. old.

Maximális
hidratáltság,
azonnali hatás



SKEYNDOR – POWER HYALURONIC

> 8-9. old.

✿ Kövessen minket
a Facebook-on
és weboldalainkon:

 Ionto Comed Hungary

 Skeyndor Budapest

www.ionto.hu

www.skeyndor.hu



A BEAUTY THERAPY ragyogó női világbajnokai

A lipcsei WorldSkills 2013 – a hivatások világbajnoksága

Lipcseben, július 2–7-ig tartották meg a 2013-as WorldSkills versenyt, a hivatások világbajnokságát – azt az egyedülálló vetélkedőt, ahol a legkülönbözőbb foglalkozási csoportok nemzetközi tehetségei gyűltek össze, Angela Merkel német kancellár pártfővárosaival.

Az IONTO Health & Beauty GmbH. hivatalos szponzorként támogatta az immár 42. alkalommal megrendezett világbajnokságot, és három erős márka, az IONTO-COMED, a CARE&MORE, illetve a SÜDA termékeivel látta el többek között a BEAUTY THERAPY versenyhelyszínt, teljes munkafelszereléssel és számos kiegészítőt biztosítva.

A lipcsei WorldSkills 2013 keretében 21 nemzet legjobb fiatal kozmetikusai „küzdöttek” 4 napon át a világbajnoki címért. A mindent átfogó versenyprogram során bizonyítaniuk kellett, hogy a kozmetika összes területén csúcsteljesítményt tudnak nyújtani: a feladatok között szerepelt többek között körömkezelés, arckezelés, testkezelés, smink,

gyantázás, szempilla- és szemöldökfestés. Mindenki a maximumot adta, az IONTO-COMED által rendelkezésre bocsátott felszerelés pedig – a kezelőágyon és a gőzölőn át a nagyítólámpáig – professzionális háttérrel biztosított a magas színvonalú teljesítményekhez. Erről résztvevők és szakértők egyaránt így vélekedtek.

Miután 2013. július 6-án, 4 izgalmas nap után véget értek a világbajnoki címért folytatott küzdelmek, július 7-én este egy csillogó záró rendezvény keretében avatták fel a világ legjobbjait, 44 foglalkozási területen. A 2013. évi lipcsei WorldSkills alkalmával a BEAUTY THERAPY kategóriában adták át a legjobb kozmetikusoknak járó díjakat. A 3.



5 kiválósági éremmel, emberfeletti teljesítménnyel az eddigi legjobb szereplésén van túl Magyarország a 42. WorldSkills versenyen Lipcseben. Bertók Kinga szépségápoló szakmában átlagon felül teljesített, a 8. helyen végzett.

Gratulálunk a magyar versenyzőknek, szakértőiknek és a felkészítést támogató szakmai szponzoroknak!

helyet és a hozzá járó bronzérmet egy svéd versenyző, Lovisa Petri nyerte el. Ezüstérmet nem osztottak ki, cserébe két aranyérmet kapott a holtversenyben legjobbnak kikiáltott Mei-Hui Fu (Tajvan) és Catherine Boey (Szingapúr).

Martin La Fontaine, az IONTO Health & Beauty GmbH. vezetője közvetlenül az érmek átadása után, személyesen gratulált a győztes hölgyeknek, és egyben átnyújtott nekik egy egészen különleges ajándékot: az IONTO Health & Beauty GmbH. meghívását egy „all inclusive Beauty Therapy továbbképzésre” Németországba.

A világbajnokok egy hetet fognak tölteni 2014 márciusában az IONTO Health & Beauty vendégeiként, ahol lehetőségük lesz szakemberekkel megvitatni különböző témákat, és ahol megismerkedhetnek az elektro-kozmetika legújabb technológiáival.

A győztesek leírhatatlanul örültek. Megható pillanat volt, amikor Martin La Fontaine cégvezető átadta a fiatal Mei-Hui Fun és Catherine Boey részére szóló, utazásra feljogosító okleveleket. Az IONTO Health & Beauty GmbH által nyújtott minőségi felszerelés és professzionális támogatás láthatóan nemcsak a résztvevő hölgyeket és a szakembereket hozta lázba, hanem a WorldSkills International hivatalos szervezőit is. Ennek köszönhetően máris alakulóban van a 2014-es franciaországi EuroSkills, illetve a 2015-ös, São Paulo-ban megrendezendő braziliai WorldSkills versenyre szóló együttműködési megállapodás.

ÚJ – IONTO-MESOLIFT

3 kezelési módszer – 1 készülék

Az IONTO-MESO⁺ rendszerek a legkülönbözőbb ANTI-AGING kezelések egyedülállóan széles palettáját kínálják, egyéni kezelési kombinációkkal. Az aktív hatóanyagok bőrbe való hatékony bejutatásához használt MESO alapkezelést különböző kiegészítő-ke-

zelésekkel kombinálhatja, az Ön egyedi igényeihez legjobban illeszkedő kombi-rendszert pedig a kezelési hangsúlyoknak megfelelően választhatja ki.

Az Ön előnye: Mindegy, melyik kombi-rendszer mellett dönt, mindegyik funkciót különállóan, illetve kombinált módon is alkalmazhatja.

Így egyszerre kínálhat ügyfelének területspecifikus kúrát, illetve részleges kezelési koncepciókat.

Az új IONTO MESOLIFTtel a következő három kezelési módot alkalmazhatja különállóan, vagy egymással kombinálva: Kozmetikai Mesoterápia, Elektroporáció és Izomstimuláció. Ez az innovatív kezelési technológia a leghatékonyabb módon kínál Önnek egy különösen széles kezelési spektrumot.

Sugárzóan fiatalos bőr rádiófrekvencia segítségével

A rádiófrekvenciás kezelés során a rádiófrekvencia tartományában lévő hullámokat egy kézi egység juttatja a bőrbe. Így közvetlenül a kezelt területen jön létre egy kontrollált elektromágneses mező. Emellett az energia a kötőszövetben hővé alakul át.

IONTO-LIFT® RF – Anti-Aging-kezelések meggyőző eredményel.

Az IONTO-COMED új, nagy hatékonyságú rádiófrekvencia-készüléke az RF alkalmazásának egy különleges formáját kínálja az arc, a nyak és a dekoltázs területének, illetve a kezek Anti-Aging kezeléséhez.

A kétpólusú technikának köszönhetően

az ügyfél a kezelés alatt pusztán egy kellemes, ellazító melegséget érzékel, bármiféle áramszerű érzés nélkül. Az intenzitásbeállítás lehetővé teszi Önnek, hogy érzékenyebb területeken, mint például a homloknál, a kezelés közben ügyfelének megfelelően alakítsa az intenzitást.



BEAUTY FORUM Readers' Choice — „We are the Winner!”

Nagy büszkeséggel számolunk be róla, hogy újabb sikert könyvelhettünk el!



Az IONTO-WELLITY Starlight kezelő-
ágy az „Elektrokozmetika / Komplet
berendezés” kategória győzteseként
elnyerte a BEAUTY FORUM AWARD
2013-as díját. Ez az elismerés egyszerre megerősítés, illetve ösztönző erő számunkra, hogy továbbra is teljes szakértelmünkkel és tudásunkkal olyan inno-

vatív és magas hatékonyságú, minőségi termékek létrehozásán munkálkodjunk – a fejlesztéstől az elkészítésig, a tanácsadástól a képzésig –, melyekkel a legjobb kezelési eredmények érhetők el. Köszönjük, hogy cégünk kezelőágya lett 2013 TOP-Terméke!

A SÜDA duoVAC kezelőegység a 3. helyezést nyerte el a „Láb-
ápolás/ Speciális készülékek” kategóriában, valamint szintén a 3.
helyen végeztünk a „Kozmetika/Speciális készülékek” kategóriában az IONTO-MESO⁺ rendszerekkel.



Eredményes Bodycontouring

A közép- és rádiófrekvencia segítségével különösen a testkezelés területén érhet el hosszan tartó eredményeket

Testkezelési koncepció a cellulit sikeres mérsékléséhez

IONTO-LIFT® effect plus SKEYNDOR SPA SENSES termékek

A nők kerek 80%-a küszködik a bőr egyenetlenségeivel, melyeket a cellulit idéz elő. A legfőbb okok a kötőszövet – genetikailag meghatározott – struktúrájában, a salakanyagok lokális felgyülemelésében, illetve abban keresendők, hogy a cellulit szempontjából kritikus területek zsírsejtei hajlamosak több zsírt elraktározni.

A kellemetlen narancsbőr sok esetben nem kezelhető egyszerűen krémek és egyéb oldatok vagy testmozgás segítségével. Ilyenkor jelentenek segítséget a célzott hatékonyságú gépi cellulit kezelések. Az alábbi, lábra és fenékre kialakított IONTO-LIFT® cellulit-kezelés, a Skeyndor koncepció salaktalanító hatásával kombinálva már az első használat után mérhető változást képes elérni.

KEZELÉSI FOLYAMAT

1. KÖSZÖNTÉSI SZERTARTÁS

Készüljön vendége érkezésére egy meleg lábfürdővel. Öntsön Termálvíz koncentrátumot a fürdővízhez. A Salies de Bearn-i termálvíz finom illata teljes nyugalmat, ellazulást és relaxációt biztosít. Az ásványi anyagokban gazdag fürdő elvezeti a negatív energiákat, melyek felelősek az oxidációért és gyorsítják az öregedési folyamatot.



2. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg alaposan mindkét lábat tisztítógéllal, majd távolítsa el a maradék gél meleg borogatással.

3. PEELING

Radírozza le mindkét lábat kb. 1 evőkanálnyi bőrmegújító Skeyndor Termálvizes testradír használatával. Kezdje a lábfejeknél, illetve lábujjaknál, és haladjon felfele a comb felső részéig. Mindaddig folytassa a bőrradírozást, amíg a só magától feloldódik a bőr felületén.

A peeling fellazítja és eltávolítja a felesleges hámsejteket, és serkenti a vérkeringést.



TIPP: Hogy a comb alsó oldalához is hozzáérjen bőrradírozáskor, kérje meg ügyfelét, hogy hajlítsa be lábát.

4. TESTPAKOLÁS ÉS MASSZÁZS

Ezután keverjen ki 300g feszesítő Skeyndor testpakolást zöldtea kivonattal. Ez a mennyiség mindkét lábra elegendő.

A zöld tea és a citrusfélék kivonata alkotják a testpakolás méregtelenítő és tisztító hatóanyagait. A készítmény elősegíti a nyiroknedvek keringését, a méreganyagok kiürülését, fokozza a zsírégetést és lebontja a felhalmozódott zsírmolekulákat.



A pakolás felvitele előtt helyezzen Body Wrap fóliatekercseket a combok alá. Végül az ecset segítségével egyenletesen vonja be a combo-

kat a testpakolással, majd egyenként tekerje körbe őket a testtekerceselő fóliával.

FIGYELEM: Ha túl sok rétegben használja a Body Wrap fóliát, a középfrekvenciás áram nem lesz képes akadálytalanul áramlani.

Ezután helyezze fel az IONTO-LIFT® effect szivacselektrodákat a hozzájuk tartozó rugalmas pántokkal a comb felső és alsó oldalára, illetve igény esetén a fenékre is. Használja a készülék előre beprogramozott Body Cellulite funkcióját, és állítsa a kezelés időtartamát 30 percre.



MEGJEGYZÉS: A készülék a testpakolás után is alkalmazható. Előtte várjon 20 perccel, hogy a testpakolás kifejthesse hatását, majd a lábak letisztítása után indítsa el az IONTO-LIFT® effect kezelést a 30 perces Body Cellulite programmal.

5. TISZTÍTÁS

Távolítsa el az IONTO-LIFT® effect elektrodákat és rögzítőpántokat a fóliáról, majd óvatosan tekerje le a fóliát a lábokról. Az akadálytalan hozzáférés érdekében kérje meg ügyfelét, hogy hajlítsa be a lábait. Ezután távolítsa el a felesleges testpakolást egy kozmetikai spatulával, és szükség esetén meleg borogatással tisztítsa meg a lábat az esetleges maradványoktól.

6. ZÁRÓKEZELÉS

A kezelés lezárásához vigyen fel a bőrre egy kis mennyiséget a Caresse Body Serum kényeztető testápoló szérumból, mely gyengéden ápolja és illatosítja bőrét. Tisztító hatású piros virágok (orchidea, ylang-ylang, vadrózsa és mákvirág) kivonattal tartalmazza. Megújult, finom textúrája minden szükséges kényeztetést megad a bőrnek, egyszerre biztosítja a lágyaságot és a legkiválóbb testápoló krémek által garantált hidratáltságot.

IONTO-LIFT Effect

Az IONTO-LIFT Effect többfunkciós készülék a test és az arc módszeres regenerálását teszi lehetővé.

Az IONTO-LIFT Effect középfrekvenciás készülék apoláris stimulációs elven működik. A középfrekvenciás jel váltakozása az izomzat szelektív stimulációját váltja ki. A középfrekvenciás stimuláció az izomzat fájdalommentes ingerlését idézi elő. Az izomrostok ilyen fajta speciális reakcióját semmiféle más módszerrel nem tudjuk elérni. Különösen hatékonyan alkalmazható cellulit kezeléseknél. Az IONTO-LIFT Effect – kezelés során elegendő mennyiségű hő jut mélyen a szövetekbe, amelynek hatására a zsírsejtek megnövekszenek, „kinyílnak”, olyannyira, hogy a helyileg lerakódott salakanyagokat a vér- és a nyirokkeringés könnyedén kioldja és elszállítja.



Ha cellulit- és fogyókúra kezelést végzünk az IONTO-LIFT Effect készülékkel, akkor az infravörös sugárzást a középfrekvenciás kezelés előtt vagy alatt kiegészítő terápiaként használhatjuk.

Az IONTO-LIFT Effect és az infravörös lámpa egyidejű használatával sikeresen, mellékhatások és a vérkeringés megterhelése nélkül kezelhetők a test problémás részei.



Testkezelési koncepció az eredményes kerületcsökkentéshez

IONTO-LIFT® RF és IONTO-SKIN® Regulator

A rádiófrekvenciás (RF) kezelések stimulálják a zsírsejteket, és serkentik az anyagcserét. Az anyagcseretermékek és zsírmolekulák elszállításának meggyorsításához javasoljuk, hogy minden testkezelés után végezzen nyirokmassázst. Így aktív módon támogathatja és javíthatja a kezelés hatását.

TIPP: Tegye könnyűvé a nyirokmassázs elvégzését – használja az IONTO-SKIN® Regulatort!

KEZELÉSI FOLYAMAT

1. A kezelendő testterület megtisztítása
 2. RF-kezelés az urea tartalmú RF-kontaktgéllel
 3. Tisztítsa le a bőrt nedves mosdókesztyűvel
 4. Nyirokmassázs a kezelendő testterületen az IONTO-SKIN® Regulatorral
- Kezeit finom, simító mozdulatokkal vezesse végig ügyfele bőrén, a test nyirokvonalai mentén. A többit elintézi Ön helyett az IONTO-SKIN® Regulator.
- 20-30 perc kezelési idő elteltével minden további előkészület nélkül felvihet egy feszesítő testápolót.
- TIPP:** Kínálja meg vendégét a kezelés után egy anyagcserét serkentő és méregtelenítő teával.



POWER C+

Antioxidáns védelem és ragyogás...

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG – AZONNALI HATÁS

Legújabb kutatásaink eredményeként megszületett a POWER C+ azaz a Skeyndor laboratóriumában valaha kifejlesztett leghatékonyabb antioxidáns kombinációt tartalmazó termékcsalád. A C-vitamin bőrvilágosító hatásának és a gránátalma kivonat kimagasló antioxidáns tulajdonságainak együttes eredménye: a szemmel láthatóan megfiatalodott és ragyogó tónusú arc bőr.

A bőr öregedése

Az idő múlását nem tudjuk megakadályozni, és az évek előre haladásával a sejtek működése lelassul, funkciójukban zavar támad. A sejtregenerációs képesség jelentősen lecsökken. Az oxidáció sejtromboló folyamatokat indít el a szervezetben.

E tényezők hatására a bőrön a következő elváltozások jelennek meg :

- Szárazság
- Ráncok kialakulása
- Petyhüdség
- Fakó, fénytelen tónus
- Foltok megjelenése

A bőrszárazság oka, hogy a test veszít a hidratációs képességéből. Ez nem csak azt jelenti, hogy romlik a test folyadékmegkötő képessége, de azzal is együtt jár, hogy a szervezet a folyadékon túl egyre nehezebben tartja meg a fehérjéket és aminosavakat is. A lelassult sejtregeneráció kollagén és elasztán csökkenéssel jár együtt, ami miatt egyre több és több ránc jelenik meg a bőrön. A szabad gyökök által okozott oxidáció roncsolja a sejtek kollagén és elasztán szerkezetét, rugalmatlanná és szárazzá téve ezzel a bőrt. Ezért nagyon fontos az antioxidáns tartalmú termékek használata a szépségápolásban, melyek segítségével megőrizhető a bőr hidratáltsága és rugalmassága.

A C-vitamin ereje

A C-vitamin a szépségápolásban használt egyik legkedveltebb aktív hatóanyag, mivel számtalan, bőrre gyakorolt jótékony hatása ismert. Nemcsak az egyik leghatásosabb an-

tioxidáns, de fokozza a bőr anyagcseréjét és stimulálja a kollagén termelődést.

Ahogy Sheldon Pinnell bőrgyógyász professzor (University of Duke, USA) állítja: „az aszkorbinsav az a jelzés, aminek hatására a sejtek kollagént kezdenek termelni”. Ki kell hangsúlyozni, hogy az aszkorbinsav nemcsak a C-vitamin leghatékonyabb formája, de a szépségiparban helyileg alkalmazva rendkívül jól hasznosul.

A szájon át szedett C-vitamin a bőrben alig kimutatható (friss kutatások bebizonyították, hogy helyi alkalmazása harmincszor magasabb C-vitamin szintet eredményez a bőrben, mivel a szervezetünk ezt a típusú vitamint csak korlátozott mennyiségben képes felvenni és hasznosítani), így lokális alkalmazása lényegesen hatásosabb.

A C-vitamin szerepe a bőrápolásban

Antioxidáns hatás: megelőzi az UV sugarak okozta immunszuppressziót (megóvja a DNS

molekulákat a szabadgyökök okozta oxidációtól) és csökkenti a napfény hatására bekövetkező öregedési folyamatot.

- Bizonyos fokig képes semlegesíteni a napfény okozta bőrkárosodásokat.
- Erősíti a bőr barrier funkcióját, megakadályozza a bőrön át történő vízvesztést, ezáltal növeli a bőrsejtek hidratáltságát.
- Fokozza a kollagén termelődését, így módon növeli a kötőszövet rugalmasságát.
- Sejt szinten csökkenti a gyulladásos folyamatokat.
- Erősíti az immunrendszert és fokozza a sejtregenerációt, ezzel egyúttal támogatja a bőr védelmi rendszerét is, megóvva azt a káros környezeti hatásoktól.
- Ez az egyik leghatékonyabb vegyület a napfény okozta égési sérülések és más





gyulladásos folyamatok kezelésére, mint pl. az akné, pszoriázis, műtét utáni hegek és striák.

- 5%-nál nagyobb koncentrációban az aszkorbinsav csökkenti a bőr hiperpigmentációját és halványítja a májfoltokat.
- Ragyogó, világos tónust biztosít a bőrnek, mivel normalizálja a hajszálerek áteresztőképességét és javítja a teljes vérkeringést.
- Használata erősen ajánlott dohányosok számára, mivel a nikotin csökkenti a szervezet C-vitamin készletét.
- Növeli az olyan bőrgyógyászati beavatkozások hatékonyságát, mint pl. a peeling vagy a mikrodermabráziós bőrhámlasztás.

A Skeyndor Power C+ termékcsaládja a szépségápolás egyik legkedveltebb hatóanyagát, a C-vitamint helyezi újra fókuszba.

Aktív hatóanyagok

1. Extra hatékony felszívódású C-vitamin származék

A Nikkol VCIP (ASCORBYL TETRAISOPALMITATE), egy, a sejtek által nagy hatékonysággal felvett vegyület, mely 700%-kal hatékonyabb, mint a tiszta C-vitamin.

Ez egy olajban oldódó, új generációs C-vitamin származék. Molekulaszerkezetét megőrzi magas hőmérsékleten és oxidációs folyamatok jelenlétében is. Bőr alatti és sejtszinten történő felszívódása kiváló értékeket mutat.

A bőrbe kerülve, egy endogén hidrolízisnek nevezett reakció során a vegyület molekulái gyorsan C-vitaminná alakulnak át, és olyan fontos élettani funkciókat támogatnak, mint pl. a DNS sérülések kivédése, a sejtek oxidációs folyamatának gátlása vagy a kollagén termelődés stimulálása. A fenti előnyös tulajdonságain túl megakadályozza a melanin képződést, így bőrfehérítő hatással is rendelkezik.

2. Gránátalma kivonat

A gránátalma kimagasló antioxidáns hatással rendelkezik, mivel rendkívül gazdag vitaminokban, tanninban, polifenolokban, galluszavban és ellagsavban.

3. Három sav együttes kölcsönhatása

Aszkorbinsav: kimagasló antioxidáns hatású vegyület, 15%-os koncentrációban (professzionális kezelésekhez). Előállítás: kémiai szintézissel

Ellagsav: elősegíti az aszkorbinsav felszívódását. Származása: egy afrikai fa (Anogeissus Leiocarpus) kérgéből vonják ki

Fitinsav: gátolja az aszkorbinsav oxidációját, fokozza a bőr depigmentációját. Származása: természetes eredetű vegyület

A Skeyndor Power C+ termékeinek széles skálájából mindenki megtalálja a bőrtípusának leginkább megfelelő készítményt. A termékcsaládot speciálisan úgy állítottuk össze, hogy a kabinkezelések hatására megfiatalodott arc bőrünket az otthoni ápolásra kifejlesztett egyéb termékekkel hosszú távon is megőrizhessük.



Otthoni bőrápolás

Energizáló krém

Energizáló kezelés

Antioxidánsok

Bőrvilágosító hatás

Jellemzők

- Kimagasló antioxidáns tulajdonságok
- Bőrvilágosító hatás
- Erőteljes szabadgyök elleni védelem, mivel fényvédő pajzsként óvja a bőrt a káros napsugarak ellen
- Fokozza a kollagén termelést
- Csökkenti a melanin pigment termelést, így enyhe bőrvilágosító hatással van a májfoltokra és egyéb elszíneződésekre

Aktív hatóanyagok

3% C-vitamin származékok, 3% gránátalma kivonat, 15-ös fényvédő faktor száraz/normál bőrtípushoz

Bőrtípustól függően két különféle változatban elérhető:

- Normál és száraz bőrtípusra: gazdag, krémes állagban
- Kombinált, zsíros bőrre: könnyed, nem zsíros állagban



Szemkörnyék ápoló krém

Ödéma csökkentés

Világosító hatás

Jellemzők

- Kimagasló antioxidáns tartalom
- Világosító hatás a szemkörnyéki árkok területén
- A szem körüli ödémák csökkentése
- Kisimítja a kisebb szemránccokat
- Csökkenti a szem alatti táskákat és duzzanatokat

Aktív hatóanyagok

1.5% C-vitamin származékok, 1.5% gránátalma kivonat, koffein, hajdina 7.5%-os koncentrációjú tiszta C-vitamin szérum



90%-os

javulás a dehidratáltság (vízhiány) miatt kialakuló ráncok esetében.

100%-ban

mélyhidratált bőr már egyetlen professzionális arckezelést követően.

Folyamatos, 24 órán át tartó hidratáltság.

A hyaluronsav testünk természetes alkotóeleme, nagy mennyiségben fordul elő a bőrben. Legfontosabb feladata, hogy magához vonzza és megkösse a vízmolekulákat és így módon javítsa a szövetek vízháztartását. A hyaluronsav részecskék valódi „szivacsokként” funkcionálnak, mivel saját molekulatömegüknél 1000-szer nagyobb mennyiségű vizet képesek

Kezelés

POWER HYALURONIC

Mélyen hidratált bőr, megnövekedett komfortérzet, puhább arc bőr

megkötni. Belső és külső tényezők hatására a hyaluronsav készlet minden ember esetében másképp alakul, és ez meghatározza az adott egyén bőrének általános állapotát.

A POWER HYALURONIC termékek javítják a bőr hidrodinamikáját azáltal, hogy összekapcsolják az eltérő molekulatömegű hyaluronsav részecskéket egy nagyon hatékony akvaporin aktivátorral, így megnövelik a sejtek vízfelvevő képességét.

A bőr hidrodinamikája

A hidrodinamika a bőrbe jutó és azt elhagyó víz mennyiségének az arányát jelenti. Amenny-

nyiben ezt az érték egyensúlyban van, a bőr megtartja optimális hidratáltsági fokát, ezáltal biztosítja megújulási képességét és a sejtek normális működését.

A bőr hidratáltságának szintje a nettó hidrodinamikai egyensúlyától függ.

A hidratált bőr egyben egészséges bőrt is jelent.

Aktív hatóanyagok

FRAGMENTÁLT HYALURONSAV (molekuláira bontott)

Mélyen hidratálja a bőrt és meggátolja a bőr alatti vízvesztést.

Arckezelés Power Hyaluronic termékekkel

Kiegyensúlyozza a bőr természetes hidrodinamikáját és optimális hidratáltságot biztosít.

Ajánlott életkor: 20 évtől felfelé

Ajánlott bőrtípus: száraz, vízhiányos, érdes arc bőr, melyen már kisebb ráncok is megjelentek

Ajánlott termék-kombinációk az arckezelés során:

Fiatál arc bőr esetén: a Skeyndor Power C+ termékeivel

Érett arc bőr esetén: az Eternal, Corrective és Global Lift termékcsaládok ránceltávolító készítményeivel együttesen

1. Távolítsuk el a sminket az ajkak és a szem környékéről a SKEYNDOR speciális szemkörnyéki sminkeltávolító emulziója segítségével.



Arctisztító tejjel tisztítsuk meg az arc, nyak és dekoltázs területét, majd töröljük át a bőrt SKEYNDOR arctonikkal.

2. Hogy megkönnyítsük az aktív hatóanyagok bejutását a bőr mélyebb rétegeibe, végezzünk archámlasztást az erre a célra leginkább megfelelő peelinggel. A termék, illetve az eljárás kiválasztását a kezelést végző kozmetikus szakember döntse el a vendég bőrtípusát is figyelembe véve, de lehetőleg folyadék alapú peeling legyen, mint pl. a GLYCO 30 vagy a SK ENZYME PEELING.

3. Kezdjük meg a HA Dynamic arckezelést. Egy fecskendő segítségével mérjük ki 2 ml-t a Hyaluronsav szérumból (1.5%), majd felfelé irányuló simító mozdulatokkal vigyük fel az arc és nyak területére és gyengéden masszírozzuk a bőrbe. A masszázs hatásának fokozása érdekében nedvesítsük meg a kezelt felületet polarizált vízzel, és masszírozzuk addig, míg teljesen be nem szívódik a bőrbe. Masszázs helyett a polarizált vizet SKEYNDOR MESOSCIENCE készülékkel is bejuttathatjuk a bőrbe, 4-5 percen át tartó HIDRO-ELEKTROFORÉZIS segítségével. E kezelés során

mindig negatív pólust használunk.

4. Ezt követően lágy, simító mozdulatokkal vigyük fel az Akvaporin masszázsgélt.

Opcióként, a gélt bejuttathatjuk a bőrbe iontoforézis vagy elektroporáció segítségével.

5. Következő lépésként tegyük fel egy kis mennyiséget a Hyaluronsavas hidratáló zseléből (HA ULTRA HYDRATING GEL) az arc, nyak és dekoltázs területére. Polarizált víz segítségével masszírozzuk be alaposan a bőrbe. A maradék Hyaluronsavas hidratáló zseléből képezzünk egy vékony maszkot a kezelt területeken, és hagyjuk hatni 20 percen át.

6. A kezelés befejezésekként egy nedves kesztyűvel töröljük le a maradék hatóanyagokat, majd utolsó lépésként vigyük fel a kezelt területekre elegendő mennyiséget az Intenzív hidratáló emulzióból. (INTENSIVE MOISTURISING EMULSION).



A hyaluronsav molekularészecskéi különféle lehetnek. A molekulák mérete vagy súlya meghatározza a bőrre kifejtett biológiai aktivitásukat, továbbá áthatolásukat és eloszlásukat a bőr különféle szövetrétegeiben. A nagy molekulatömeggel rendelkező részecskék (>500 KDa) elsősorban védelmi funkciót töltenek be a külvilágból érkező káros környezeti hatásokkal szemben, és nem tudnak mélyebbre hatolni a bőr szarurétegénél. Ellenben a nagyon kis molekulatömegű részecskék (<200KDa) képesek arra is, hogy bejussanak a dermisz (irharéteg) belsejébe, és elősegítsék további hyaluronsav molekulák képződését, azaz erősítsék a bőrszövetek elsődleges víztartalékát.

A POWER HYALURONIC termékek nagyon magas és nagyon alacsony molekulatömegű hyaluronsav részecskéket is tartalmaznak, így az alsóbb szövetrétegekben is hidratálják a bőrt, egyúttal csökkentik a bőr káros környezeti hatások miatti vízvesztését.

AKVAPORIN AKTIVÁTOR

36%-kal növeli meg a bőr akvaporin szintjét. Az akvaporinok a sejtek plazmamembránjának falát képező fehérjék. Ezek a vízpórusok biztosítják a sejtek nagy vízáteresztő képességét, meggyorsítva az ozmózis folyamatát a sejtek belsejében. Ezek mennyiségétől és minőségétől függ, hogy a mennyi víz képes megfelelően eloszlani a bőrszövetek középső és mélyebb rétegeiben.

A POWER HYALURONIC termékek xilitolt és xilitol-származékokat tartalmaznak. Ezek olyan természetes eredetű cukoralkohol molekulák, amelyek teljes mértékben kompatibilisek a bőrsejtekkel, mivel az emberi test maga is előállítja őket. In-vitro laboratóriumi kísérletek során bizonyosodott, hogy ezek a vegyületek akár 36%-kal megnövelik a bőr akvaporin szintjét, különösen a 3(AQP-3) molekulák esetében.

Ezen túlmenően, a xilitol vegyületek erőteljes módon hidratálják is a bőrt. A klinikai tesztek során beigazolódott, hogy javítják a bőr vízháztartását, ezáltal erősítik a külső barrier (gát) funkcióját és egyben késleltetik a petyhüdség kialakulását.

Otthoni arcápolás

INTENZÍV HIDRATÁLÓ KRÉM

Mindennapos hidrodinamikai kezelés

Hatása

- 100%-os hidratáltság *
- Folyamatos, 24 órán át tartó hidratáltság*
- Javulás a dehidratáltság miatt kialakuló ráncok esetében *
- Javulás a mikrobarázdák és egyéb ráncok esetében

Aktív hatóanyagok

- Nagyon kicsi, illetve nagyon nagy molekulatömegű hyaluronsav (0.25%)
- Napraforgó-kivonat
- Xilitol és származékai

Bőrtípustól függően, kétféle kiszerezésben kapható:

- **Száraz és nagyon száraz bőrre:** gazdag textúrával, kissé zsírosabb állagban
- **Normál és zsíros bőrre:** könnyedebb, nem zsíros állagban

Kiszerezés: 50 ml, tégelyben

MÉLYHIDRATÁLÓ BOOSTER SZÉRUM

Nagyhatékonyságú hidratáló kezelés

Hatása:

- 100%-os hidratáltság *
- Folyamatos, 24 órán át tartó hidratáltság*
- Javulás a dehidratáltság miatt kialakuló ráncok esetében *
- Fokozza a naponta használt hidratálók krémek hatékonyságát*
- Javítja a bőr szárazság okozta érdességét*

Főbb hatóanyagok:

- Nagyon kis, illetve nagyon nagy molekulatömegű hyaluronsav (1%)
- Xilitol és származékai

Kiszerezés: 30 ml-es pipettás üveg

* 20 önkéntesen elvégzett laboratóriumi és valós használati tesztek során kapott eredmények. Otthoni (1 hetes) arcápolás: Intenzív hidratáló krém vagy emulzió + mélyhidratáló booster krém + mélyhidratáló maszk használatát jelenti.



MÉLYHIDRATÁLÓ MASZK

Hidratálás a bőr legsóbb rétegeiben

Hatása:

- Fokozza a hidratáltságot a bőr leginkább vízhiányos területein
- 100%-os hidratáltság *
- Komfortérzést és puhaságot biztosít*
- Javítja a bőr szárazság okozta érdességét*

Főbb hatóanyagok:

- Nagyon kicsi, illetve nagyon nagy molekulatömegű hyaluronsav (0.25%)
- Liposzómákba zárt polarizált víz
- Xilitol és származékai

Kiszerezés: 50 ml-es tubusban



the SCIENTIFIC SKINCARE® SKEYNDOR

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

A SKEYNDOR magyarországi képviselte tisztelettel meghívja Önt és munkatársait elméleti és gyakorlati szakmai tanfolyamra.

A bemutató célja a professzionális spanyol Skeyndor kozmetikai termékek és kezelési módszerek megismertetése.

1 napos – SKEYNDOR arckezelések /Elméleti és gyakorlati bemutató

- Power C – C vitaminos
- Aquatherm – hidratáló
- Clear balance – problémás bőrök kezelésére
- Radiance Renewing – mikrodermabráziós arckezelés
- Mezotherápiás hatóanyagok

Továbbá díjnyertes arckezeléseink:

- Eternal – összejtes
- Corrective – ráncalanító, ráncfeltöltő
- Global Lift-lifting
- Hyaluronic – hyaluronsavas arckezelés
- Dermapeel – hámlasztó, pigment folthaltványító program

1 napos – SKEYNDOR Wellness és Spa testkezelések – Elméleti és gyakorlati bemutató

Az emberi szervezet három összetevőből: fizikai, energetikai és érzelmi egységből épül fel. A harmónia eléréséhez ennek a három tényezőnek egyensúlyban kell lennie. Ennek az egyensúlynak a fenntartásához a SPA SENSES termékcsalád a VÍZ és DRÁGAKÖVEK, a NÖVÉNYEK és CITRUSFÉLÉK, továbbá az ESSZENCIÁK és FŰSZEREK hatóanyagait hívta segítségül.

- Testpeelingek
- Testpakolások
- Wellness kényeztető masszázs
- Lávakő masszázs

1 napos – SKEYNDOR Make Up Kollektió megismertetése + Sminkoktatás – Elméleti és gyakorlati bemutató

- Skeyndor smink kollektiónk megismerése, anyag és eszköz ismeret
- Hogyan állíts össze egy számodra megfelelő smink szettet
- Nappali smink
- Alkalmi smink

Tanfolyam ára 25 000 Ft

Tanfolyam időpontjai

2013. november 26.	2013. december 4.	2013. január 20.
2014. február 11.	2014. március 17.	



Cosmetic Trade Kft.

Hungary, 2083 Solymár, Terstyánszky út 68.

Tel.: (+36) (26) 36 29 29, (06 20) 932 44 41

www.ionto.hu, www.skeyndor.hu • info@ionto.hu, info@skeyndor.hu



Ionto Comed Hungary

Nyomdai munkából eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

TARTSON LÉPÉST A KORRAL!



Vegyen részt az IONTO-COMED cég 1-1 napos tanfolyamán, ahol aktualizálhatja elektrokozmetikai szakismereteit. Az oktatás keretében kipróbálhatja és elsajátíthatja a legújabb fejlesztésű IONTO-COMED kozmetikai rendszereket és kezelési eljárásokat.

1 napos – COMPACT általános készülékismeret, alaptanfolyam

A leggyakrabban használt elektrokozmetikai készülékek, melyekkel a bőrt előkészítjük a kozmetikai kezelésekhez és extra hatóanyag bejuttatására adnak lehetőséget. Bemutatásra kerülő készülékek:

- Ionto-Peel
- Ionto-Galvano
- Ionto-Vac & Spray
- Ionto-HF
- Ionto-Ice & Heat
- Ionto-Herb
- Ionto-Skin-Regulator, Ionto-Steam



1 napos – SPECIAL FACE arckezelések felsőfokon

A modern kozmetika technikai vívmányait ismertetjük meg, melyek alkalmazásával hatékonyan bővíthető a szolgáltatási profil:

- IONTO-SKIN ABRASION Comfort
- IONTO-SONO effect ultrahang
- IONTO-LIFT RF rádiófrekvencia
- IONTO-PEEL-SONO Hidroabrasion
- IONTO-MESO + rendszerek



1 napos – SPECIAL BODY CONTOUR kezelések

Napjainkban fokozódik az igény a testkezelések iránt. Tanfolyamunkon az alakformáló, testkontúr eljárások gépi lehetőségeit mutatjuk be:

- IONTO-SONO effect ultrahang
- IONTO-LIFT effect izomstimuláló
- IONTO-VAC vákuumos testkezelés
- IONTO-LIFT RF Body Contour kezelés
- IONTO-SKIN REGULATOR nyirokmasszázs



A tanfolyam gyakorlati részében a kezeléseket az Ön által használt termékcsaláddal kombinálhatja. Várjuk kozmetikus tanulók, végzett szakemberek és már IONTO-COMED készülékkel rendelkező partnereink jelentkezését.

Tanfolyam ára

25 000 Ft

Tanfolyam időpontjai

2013. november 25.

2013. december 3.

2014. január 21.

2014. február 10.

2014. március 18.

35 éve „A tökéletes kezelésért” – 1979-től napjainkig

A következő, 2014-es évben lesz 35 éves az IONTO-COMED. A céget 1979-ben alapította egy bátor és elszánt nő, Gertraud La Fontaine, azzal a célkitűzéssel, hogy a kozmetikai kezeléseket a kényelem és a hatékonyság nevében forradalmasítsa.

Az egész egy elemmel működő, galvanikus iontoforézis készülékkel kezdődött, amely a hatóanyagok bevitelét volt hivatott támogatni és hatékonyabbá tenni. Az elektromos áram alkalmazási lehetőségeiről Gertraud La Fontaine – aki 1972-ben, Münchenben szerezte meg Cidesco diplomáját Prof. Birchlernél – Steuernagel úr egyetemi jegyzeteinek, valamint orvosi szakcikkeknek a tanulmányozásával szerezte meg a szükséges ismereteket.

„Az IONTO-COMED elindítását nagyban meghatározták azok a tanfolyamok, amelyek során kozmetikusnak készülő diáklányokat tanítottam. Nagyon szívesen fogadtak olyan helyeken, mint például a Schrammek- vagy a Pietrulla-iskolában, mivel annak idején még nagy volt a félelem az elektromos áramot hasznosító kezelésekkel kapcsolatban.” – mondta a cég alapítója.



Eközben La Fontaine asszony egész családjával tovább dolgozott az iontoforézis készüléken: „Egy varrógépen állítottunk elő új elektródákat, amelyeket aztán többek között testkezelésekhez is lehetett alkalmazni” – emlékszik mosolyogva Gertraud La Fontaine. A galvanikus áram használata után következett az izomösszehúzódást kiváltó kezelések megvalósítása stimulációs árammal.

La Fontaine asszony – Steuernagel úrral közösen – Svájcban is tartott elektrokozmetikai képzéseket, melyek szintén hozzájárultak a kezelésekre vonatkozó ismeretek gyarapodásához. Gertraud La Fontaine egy ilyen kurzus alkalmával ismerte meg Pietrulla asszonyt is, akivel azután közös munkával fejlesztették ki a gyógynövényes gőzölőt.

Ezután sorra következtek az újabb és újabb készülékek...

Hogy a kozmetikai technológiának ezt a forradalmi fejlődését átélhetővé tegyük, a cég 35 éves fennállásának alkalmából egy IONTO-COMED Elektro-kozmetikai Múzeum kialakítását tervezzük. Ehhez keressük a legöregebb IONTO-COMED-készülékeket Magyarországon!

Amennyiben rendelkezik idős készülékkel, küldjön róla egy fotót, mellékelve a gyári számot, illetve minél több információt!
Beküldési határidő: 2013. december 30.

A 3 legöregebb készüléket egy-egy nagyértékű ajándéksomaggal díjazzuk!